



Profilo telaio pour Grilles et tampons



PTG22



Le profilé n'est pas autoportant ; il le devient lorsqu'il est correctement posé : remplir entièrement de béton la partie inférieure du cadre. À cette fin, il est conseillé de percer quelques trous le long de la surface d'appui afin de s'assurer que le remplissage est bien effectué.

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Longueur profilo mm	Poids g
PTG20	15	20	5	36	3	35	2500	625
PTG22	15	22	5	36	3	37	2500	825
PTG26	15	26	5	36	3	41	2500	1025

Matière: Nylon renforcé de fibre de verre

Couleur: Gris

Caractéristiques:

Combinaisons de profilés :

- PTG20 = Grilles et tampons 20x20/25x25/13x50/20x50/30x50/40x50, Grilles et tampons MULTIGRIL
- PTG22 = Grilles et tampons 30x30
- PTG25 = Grilles et tampons 40x40/45x45

